



<XX%

Humidité relative  
maximum des  
conditions de stockage

## **LE MASQUE CHIRURGICAL EST À CHANGER :**

- au moins toutes les 3 heures, en cas de port de longue durée.
- en cas de souillure, de projection.
- s'il a été touché et/ou baissé au niveau du cou.

## **IL CONVIENT :**

- de pratiquer un lavage simple ou une friction hydro alcoolique des mains avant et après chaque changement de masque.
- d'éliminer le masque sans délai après l'avoir enlevé (DASRI-Déchets d'activités de soin à risques infectieux).